

Ống đặt nội thực quản khí quản

Sử dụng trong đặt nội khí quản khó hoặc cấp cứu

TÍNH NĂNG VÀ LỢI ÍCH

- Thiết kế hai nòng đặc biệt giúp đặt nhanh kể cả đặt ống vào thực quản hay khí quản
- Đặt nội khí quản mà không cần đèn soi thanh quản
- Bóng ở hầu được bơm để cố định ống tại đúng vị trí và ngăn cản thoát khí qua mũi hoặc miệng
- Độ dài ống cho phép hút dịch dạ dày mà không gián đoạn thông khí cho bệnh nhân nếu ống đặt trong thực quản
- Bóng chèn thực quản được bơm phồng để bít kín thực quản, không cho khí vào dạ dày và dịch dạ dày trào ngược ra
- Phù hợp với cấp cứu ngoại viện, cấp cứu và phẫu thuật
- Đường cản quang dọc ống giúp xác định vị trí ống đặt
- Bóng chèn thực quản chứa latex.

BÓNG CHÈN

Cỡ	37 Fr	41 Fr
Large cuff	85 mL	100 mL
Small cuff	12 mL	15 mL



THÔNG TIN ĐẶT HÀNG

Product Code	Description	Size (Fr)	QTY / Each
Standard Tray Kit			
5-18537	Oesophageal / Tracheal Airway Standard Trays	37	1
5-18541	Oesophageal / Tracheal Airway Standard Trays	41	1
Roll-up Kit			
5-18437	Oesophageal / Tracheal Airway Roll-Ups	37	1
5-18441	Oesophageal / Tracheal Airway Roll-Ups	41	1

Đóng gói không vô trùng. Sử dụng một lần