

HỆ THỐNG DAO SIÊU ÂM

SoniCure™ SC100E



- Có thể hàn mạch máu đường kính lên tới 7mm
- Tốc độ cắt mô vượt trội
- An toàn, rất ít khả năng gây tổn thương do nhiệt
- Công nghệ cảm ứng mô thông minh
- Chất liệu tốt, thiết kế tiện dụng
- Hỗ trợ nhiều kích cỡ tay dao phù hợp cho nhiều loại phẫu thuật như: phẫu thuật nội soi, mổ mở

CE NMPA


Khả năng hàn mạch và cắt mô vượt trội

Hệ thống dao siêu âm SoniCure™ SC100E cung cấp cho Phẫu thuật viên khả năng hàn mạch và cắt mô vượt trội với ít khả năng gây tổn thương do nhiệt cùng với công nghệ cảm ứng mô thông minh

Internal use only

Hệ thống dao mổ siêu âm SC100E – Tay dao

Mã	Mô tả	Chiều dài
SC13C+	Tay dao siêu âm	13cm
SC21C+	Tay dao siêu âm	21cm
SC35C+	Tay dao siêu âm	35cm
SC43C+	Tay dao siêu âm	43cm



Hệ thống dao mổ siêu âm SC100E – Máy phát

Mã	Mô tả
SC100E	Hệ thống dao mổ siêu âm - Máy phát



Hệ thống dao mổ siêu âm SC100E – Dây dao

Mã	Mô tả
SC100T	Hệ thống dao mổ siêu âm - Dây dao




Hiệu suất vượt trội của SoniCure™ SC100E

So sánh tốc độ cắt trung bình



Data from fresh small Intestine dissection test, 30 samples for each brand

So sánh khả năng chịu áp lực của mỗi hàn



Data source: <Tissue Test Report> released by Surgnova, DOC120003-330, Rev1

Nhà phân phối:
Công ty cổ phần Group phát triển sức khỏe
Hotline: 0985.900.962



WeChat



LinkedIn



YouTube